

Konfiguration von Ondal-Systemen mit dem pCon.planner Pro

Um Ondal-Produkte im pCon.planner Pro konfigurieren zu können, führen Sie bitte folgende Schritte durch:

1. **Organisationskonto bei pCon.login erstellen bzw. bestehende Konten in eine gemeinsame Organisation überführen und Zugang zum Ondal-Katalog beantragen**
2. **Lizenz(en) für den pCon.planner Pro bei EasternGraphics erwerben**
3. **Lizenzen als Administrator:in zuweisen**
4. **pCon.planner installieren und nutzen**

Die einzelnen Punkte werden auf den folgenden Seiten im Detail erläutert:

1. **Organisationskonto bei pCon.login erstellen bzw. bestehende Konten in eine gemeinsame Organisation überführen**

Fall 1: Sie und/ oder Personen aus Ihrem Unternehmen haben noch kein Konto

Sollten Sie noch kein Konto bei pCon.Login haben, erstellen Sie dieses bitte unter folgendem Registrierungslink: <https://login.pcon-solutions.com/catalog/ODAH95>. Über diesen Link beantragen Sie bitte auch den Zugang zum Ondal-Katalog.

Willkommen bei pCon!


pCon bietet 3D-Produktkonfiguration, Raumplanung, umfassende Produktinformationen und Angebotserstellung - sowohl mobil als auch auf Ihrem Arbeitsplatzcomputer.



Ondal Medical Systems lädt Sie ein, seinen Katalog bei pCon zu verwenden.

Melden Sie sich jetzt an oder registrieren Sie sich in wenigen Schritten!

Los geht's!



Wenn es in Ihrem Unternehmen mehrere Nutzer:innen geben wird, stimmen Sie bitte vor der Erst-Registrierung ab, wer Administrator:in sein soll und nach Erstellung des Kontos die anderen Personen Ihres Unternehmens zu pCon.login einlädt. Die Organisationsnummer dieser Person ist dann automatisch auch die Organisationsnummer des Unternehmens.

Übersicht

Benutzer

Konto

Organisation

Konto

Benutzer

Benutzergruppen

Herstellerkataloge

Anwendungen

Kanäle

Lizenzen

Kontakt

Hilfe

Impressum
Nutzungsbedingungen
Datenschutzerklärung

Zugangsdaten

Benutzername/E-Mail [Ändern »](#)

Passwort [Ändern »](#)

Benutzerangaben

Organisation

Org.-Nr.

Anrede* ▼

Vorname*

Nachname*

Telefon*

Abteilung

Niederlassung

Sprache* ▼

* Pflichtfeld

[Speichern](#)

Der Administrator/ die Administratorin lädt die anderen Nutzer:innen über den Menüpunkt „Benutzer“ in die Organisation ein.

Benutzer in Ihrer Organisation

Benutzergruppen zuweisen ▼

🏠 Übersicht

Benutzer

👤 Konto

Organisation

👤 Konto

👥 Benutzer

👥 Benutzergruppen

📖 Herstellerkataloge

📦 Anwendungen

📦 Kanäle

🔑 Lizenzen

✉ Kontakt

📖 Hilfe

Impressum
Nutzungsbedingungen
Datenschutzerklärung
Wartungsarbeiten

Benutzer einladen

Bitte laden Sie **nur Mitarbeiter Ihrer Organisation** ein, da die eingeladenen Benutzer Lizenzen, Herstellerkataloge etc. mit Ihnen gemeinsam nutzen.

1. E-Mail vorbereiten

E-Mail-Adressen der neuen Benutzer*

Sprache

Deutsch



E-Mail-Text



Liebe Kollegin, lieber Kollege,

zur Datenverarbeitung nutzen wir Softwareprodukte der Marke pCon.

Beim Annehmen dieser Einladung erhalten Sie ein pCon.login-Benutzerkonto, mit dem Sie verschiedene Anwendungen rund um Raumplanung, Produktkonfiguration und Angebotserstellung nutzen können.

Mit dem Login haben Sie direkt Zugriff auf die von uns zentral verwalteten Kataloge und Einstellungen.

Freundliche Grüße,
Anika Becker

Bitte überprüfen Sie nochmals, ob Sie Zugang zum Ondal-Katalog haben. Das sehen Sie unter „Herstellerkataloge“

☰ pCon.login


- 🏠 Übersicht
- Benutzer
 - 👤 Konto
- Organisation
 - 🏠 Konto
 - 👥 Benutzer
 - 👥 Benutzergruppen
 - 📖 Herstellerkataloge**
 - 📄 Anwendungen

Herstellerkataloge

Ihre freigegebenen Kataloge sind in allen **pCon-Anwendungen** » verfügbar.

Ich möchte per E-Mail informiert werden, wenn neue Hersteller verfügbar sind.

Sortierung: Status ▾ Verfügbarkeit: DE ▾ Status ▾



Ondal Medical Systems


Freigegeben

Abbestellen

FALL 2: Sie oder Personen aus Ihrem Unternehmen haben bereits ein Konto bei pCon.login

Wenn Sie oder eine andere Person aus Ihrem Unternehmen bereits ein Konto haben, sollten Sie unter den pCon.planner-Nutzer:innen Ihres Unternehmens eine Person definieren, die als Administrator:in fungiert und die anderen zu pCon.login einlädt. Die (bereits bestehende) Organisationsnummer dieser Person ist dann automatisch die Organisationsnummer des Unternehmens.

Sie finden Ihre Organisationsnummer, wenn Sie sich unter [Anmelden - pCon.login](#) einloggen.




The screenshot shows the pCon.login user profile page. On the left is a dark sidebar with navigation options: Übersicht, Benutzer, Konto (highlighted), Organisation (with sub-items: Konto, Benutzer, Benutzergruppen, Herstellerkataloge, Anwendungen, Kanäle, Lizenzen), Kontakt, and Hilfe. At the bottom of the sidebar are links for Impressum, Nutzungsbedingungen, and Datenschutzerklärung. The main content area is titled 'Zugangsdaten' and 'Benutzerangaben'. Under 'Zugangsdaten', there are fields for 'Benutzername/E-Mail' (becker.anika@ondal.com) and 'Passwort' (masked with asterisks), both with 'Ändern »' links. Under 'Benutzerangaben', there are fields for 'Organisation' (Ondal Medical Systems GmbH), 'Org.-Nr.' (1291, circled in red), 'Anrede*' (Frau), 'Vorname*' (Anika), 'Nachname*' (Becker), 'Telefon*' (Germany flag icon, 06652 81735), 'Abteilung', 'Niederlassung', and 'Sprache*' (Deutsch). A green 'Speichern' button is at the bottom right. A small asterisk note '* Pflichtfeld' is located below the 'Sprache*' field.

Weitere, bestehende Konten bei pCon.login können dann über die E-Mail-Adresse eingeladen werden. Der bestehende Account wird dann beim Annehmen der Einladung in die Organisation überführt.

Der Administrator/ die Administratorin lädt die anderen Nutzer:innen über den Menüpunkt „Benutzer“ in die Organisation ein.

Benutzer in Ihrer Organisation



☰ pCon.login

- 🏠 Übersicht
- Benutzer
 - 👤 Konto
- Organisation
 - 🏠 Konto
 - 👥 Benutzer
 - 👥 Benutzergruppen
 - 📄 Herstellerkataloge
 - 🗄️ Anwendungen
 - 🗣️ Kanäle
 - 🔑 Lizenzen
- ✉️ Kontakt
- 📖 Hilfe
 - Impressum
 - Nutzungsbedingungen
 - Datenschutzerklärung
 - Wartungsarbeiten

Benutzer einladen

Bitte laden Sie **nur Mitarbeiter Ihrer Organisation** ein, da die eingeladenen Benutzer Lizenzen, Herstellerkataloge etc. mit Ihnen gemeinsam nutzen.

1. E-Mail vorbereiten

E-Mail-Adressen der neuen Benutzer*

Sprache ▾

E-Mail-Text

Liebe Kollegin, lieber Kollege,

zur Datenverarbeitung nutzen wir Softwareprodukte der Marke pCon.

Beim Annehmen dieser Einladung erhalten Sie ein pCon.login-Benutzerkonto, mit dem Sie verschiedene Anwendungen rund um Raumplanung, Produktkonfiguration und Angebotserstellung nutzen können.

Mit dem Login haben Sie direkt Zugriff auf die von uns zentral verwalteten Kataloge und Einstellungen.

Freundliche Grüße,
Anika Becker

Bitte überprüfen Sie nochmals, ob Sie Zugang zum Ondal-Katalog haben. Das sehen Sie unter „Herstellerkataloge“

The screenshot displays the pCon.login web interface. On the left, a dark sidebar menu contains the following items: 'Übersicht', 'Benutzer', 'Konto', 'Organisation', 'Konto', 'Benutzer', 'Benutzergruppen', 'Herstellerkataloge' (highlighted with a red circle), and 'Anwendungen'. The main content area is titled 'Herstellerkataloge' and includes the following elements:

- A message: 'Ihre freigegebenen Kataloge sind in allen pCon-Anwendungen » verfügbar.'
- A checked checkbox: 'Ich möchte per E-Mail informiert werden, wenn neue Hersteller verfügbar sind.'
- Three filter buttons: 'Sortierung: Status', 'Verfügbarkeit: DE', and 'Status'.
- The Ondal Medical Systems logo and name.
- A green checkmark icon next to the text 'Freigegeben'.
- A grey button labeled 'Abbestellen'.


2. Lizenz kaufen

Um auf die Ondal-Daten zugreifen zu können, benötigen Sie eine kostenpflichtige Lizenz von pCon.planner Pro. Diese Lizenzen können Sie direkt bei unserem Partner EasternGraphics erwerben: [pCon.planner License – Ondal Customer – pCon solutions – Forms \(pcon-solutions.com\)](https://pcon-solutions.com)

Im Formular geben Sie bitte die Organisationsnummer Ihres Unternehmens (siehe Punkt 1.) und die Anzahl der Lizenzen an, die Sie kaufen möchten. Die Lizenzen Ihres Unternehmens werden dann von Ihnen als Administrator:in verwaltet und einzelnen Nutzer:innen zugewiesen. Bitte beachten Sie, dass es pro Unternehmen nur einen Administrator/ eine Administratorin geben kann.

Sie erhalten eine Bestellbestätigung der Firma EasternGraphics, die den Downloadlink zum pCon.update DataClient enthält.

Die Lizenzen erscheinen dann automatisch in Ihrem pCon.login Konto der Organisation im Reiter „Lizenzen“.




The screenshot shows the 'Lizenzen' (Licenses) page in the pCon.login interface. The left sidebar contains a navigation menu with the following items: Übersicht, Benutzer, Konto, Organisation, Konto, Benutzer, Benutzergruppen, Herstellerkataloge, Anwendungen, Kanäle, and **Lizenzen** (highlighted with a red circle). The main content area displays the title 'Lizenzen' and a message: 'Folgende Lizenzen für pCon-Anwendungen stehen Ihrer Organisation zur Verfügung. Zum Erwerb weiterer Lizenzen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner ».' Below this is a table with the following data:

ID	Anwendung	Edition	Ablauf	Benutzer
L15424	pCon.basket	PRO	-	pCon.basket License
L15425	pCon.planner	PRO	-	pCon.planner License

Below the table, it indicates 'Einträge 1-2 von 2'.


3. Lizenz als Administrator:in zuweisen

Um die Lizenzen verwenden zu können, müssen Sie die Lizenzen einer Gruppe innerhalb der Organisation zuweisen. Öffnen Sie dazu den Reiter „Lizenzen“ und klicken Sie ganz rechts an der Lizenz auf den kleinen Stift.



Setzen Sie im unteren Bereich bei „Nutzer der Lizenz“ den Haken bei „Standardbenutzer“. Somit weisen Sie die Lizenzen der automatisch generierten Benutzergruppe „Standardbenutzer“ zu. Klicken Sie auf „Speichern“, um die Änderungen zu übernehmen.

Hinweis: Achten Sie darauf, dass Sie genügend Lizenzen zur Verfügung haben. Es wird Ihnen angezeigt,



wie viele Nutzer die Nutzergruppe besitzt und wie viele zulässige Nutzer bzw. Lizenzen Sie zur Verfügung haben.


Zugewiesene Nutzer: 2
 Zulässige Nutzer: 2

4. pCon.planner installieren und nutzen

Installieren Sie zunächst den pCon.update Data Client. Den Downloadlink haben Sie in der Bestellbestätigung der Firma EasternGraphics erhalten. Da alle Nutzer:innen des pCon.planner pro diese Schritte durchführen müssen, leiten Sie doch bitte die Bestätigungsmail inklusive des Downloadlinks an diese weiter.

Öffnen Sie den pCon.update Data Client und loggen sich mit Ihren Login-Daten für <https://login.pcon-solutions.com/catalog/ODAH95> ein.

Folgen Sie nun den Anweisungen des pCon.update Data Clients, um die für Sie frei gegebenen Datenpakete und Software herunter zu laden.



Nach der Installation befindet sich das Icon des pCon.planner Pro auf Ihrem Desktop. Öffnen Sie die Software und starten Ihre erste Konfiguration. Bei der ersten Verwendung müssen Sie Ihre pCon.login Nutzerdaten eingeben. Beim Start des pCon.planner kommt eine entsprechende Abfrage.

Zur Installation benötigen Sie Admin-Rechte. Die empfohlenen Systemanforderungen können Sie hier nachlesen:

pCon.update Data Client: [Systemanforderungen pCon.update \(easterngraphics.com\)](#)

pCon.planner: [pCon.planner 8.10 System Requirements de.pdf \(pcon-solutions.com\)](#)

Zur erfolgreichen Inbetriebnahme des pCon.planner benötigt Ihrer Rechner außerdem Zugriff auf *.pcon-solutions.com und *.easterngraphics.com.

Bei Problemen mit der Installation wenden Sie sich bitte an support@easterngraphics.com